

Số: 36 /TB-BVTB

Tân Bình, ngày 14 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty.

Bệnh viện quận Tân Bình xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác với Quý công ty.

Bệnh viện quận Tân Bình đang có nhu cầu Mua sắm hóa chất khử khuẩn năm 2024 để phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Kính mời Quý công ty có năng lực kinh nghiệm cung ứng hàng hóa theo yêu cầu, quan tâm cung cấp báo giá làm cơ sở cho công tác xây dựng giá gói thầu cho gói thầu Mua sắm hóa chất khử khuẩn năm 2024.

1. Danh mục mời báo giá:

- Theo mẫu Phụ lục đính kèm Thông báo.

2. Hồ sơ báo giá:

2.1. Nội dung báo giá:

- Đầy đủ các cột mục theo Phụ lục báo giá đính kèm Thông báo.
- Giá trong báo giá là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan.
- Hiệu lực báo giá: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Bản chính Bảng báo giá phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp.

2.2. Tài liệu nộp kèm báo giá:

- Giấy phép ĐKKD: bản chụp có mộc treo của công ty.
- Trường hợp là ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: bản chụp có mộc treo của công ty.
- Trường hợp danh mục báo giá có hàng hóa là trang thiết bị y tế, đề nghị gửi kèm bản chụp có sao y công ty hoặc có mộc treo các tài liệu sau:

+ Tài liệu chứng minh phân loại TTBYT theo ND 98/2021/ND-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ;

+ Tài liệu mô tả sản phẩm: catalogue (bản dịch tiếng Việt), thuyết minh tính năng kỹ thuật,

3. Thời gian nộp báo giá, hình thức gửi báo giá và nơi tiếp nhận hồ sơ báo giá:

3.1. Thời hạn nộp báo giá:

- Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 28/6/2024.

3.2. Hình thức gửi báo giá:

- Bản giấy Hồ sơ báo giá gửi về nơi tiếp nhận hồ sơ báo giá theo Thông báo.
- Gửi file và bản scan báo giá có đóng dấu qua email.

3.3. Nơi tiếp nhận hồ sơ báo giá:

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện quận Tân Bình, số 605 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại liên hệ: 0333740982 (ĐD Duyên – K.KSNK).
- Email: khoaksnk.bvtb2015@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website;
- Khoa KSNK;
- TMS;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Bs. CKH. Võ Văn Hùng



DANH MỤC HÀNG HÓA BẢO GIÀ
 Gói thầu: Mua sắm Gói hóa chất khử khuẩn năm 2024 - Bệnh viện quân Tân Bình

DANH MỤC BẢO GIÀ CỦA CÔNG TY

STT	Danh mục hàng hóa	Họ chất	Tinh năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên thương mại		Họ chất	Tinh năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Mã hiệu sản phẩm	Mã HS	Hạng SX	Nước SX	Phân loại theo NB 29/2021 (Nước có)	Đơn giá (BVT: đồng)	Thành tiền (BVT: đồng)
						1	2											
1	Cồn 99.3%	Ethyl alcohol, C2H6O hoặc C2H5OH	Là chất lỏng không màu, trong suốt. Dung trọng y tế. Dung tích chứa 99.3% ethanol.	Lít	30													
2	Cồn 96%	Ethyl alcohol, C2H6O hoặc C2H5OH	Là chất lỏng không màu, trong suốt. Dung trọng y tế. Dung tích chứa 96% ethanol.	Lít	70													
3	Cồn 70%	Ethyl alcohol, C2H6O hoặc C2H5OH	Là chất lỏng không màu, trong suốt. Dung trọng y tế. Dung tích chứa 70% ethanol.	Lít	1.850													
4	Nước cất 2 lần		Hàm lượng của: SiO ₂ : mg/l ≤ 0,02 - Ammoniac và muối amoni: (NH ₄): mg/l ≤ 0,00 + Sunfat (SO ₄): mg/l ≤ 0,4 + Chua (Cl): mg/l ≤ 0,02 + Sắt (Fe): mg/l ≤ 0,01 + Đồng (Cu): mg/l ≤ 0,0001 + Niken (Ni): mg/l ≤ 0,001 + Đồng (Ca + Mg): mg/l ≤ 0,00 + pH 5,5-6,5 + Độ dẫn điện riêng: MS/cm-1 ≤ 1 + Tổng chất rắn hoà tan (TDS) ≤ 0,5.	Lít	250													
5	Oxy già 3%	Hydro peroxit: H2O2	Dùng để rửa sạch, sát trùng vết thương và vết loét, súc miệng trong trường hợp viêm họng, viêm mũi cấp. Người ra cần dùng nhỏ tai để rửa ống tai, loại bỏ rày tai, khi tai có mủ.	Chai 60ml	416													
6	Vòi soda dùng cho gội mẹ	Natri hidroxit và Kali hidroxit	Sản phẩm cho vào bình rửa tay dùng thổi rửa của bệnh nhân để hấp thụ khí CO ₂ , dùng trong kỹ thuật gội mẹ.	Kg	15													
7	Dung dịch khử trùng các bề mặt bằng đường không khí	Hydrogen peroxide 5%, Ion Ag 0,005 %	Phun khử khuẩn các bề mặt bằng đường không khí. Dùng khử trùng hàng ngày và dự phòng các bề mặt, trang thiết bị trong phòng mổ, ICU, phòng chăm sóc bệnh nhân... Dung dịch pha sẵn, trong suốt, không màu. Đạt tiêu chuẩn diệt vi khuẩn, diệt nấm, diệt virus, diệt bào tử. Phiêu diệt khuẩn rộng, hiệu quả trong thời gian ≤ 30 phút. Không để lại vết mờ, vết ố và hoàn chất dư trên bề mặt sau khi phun.	Lít	15													
8	Dung dịch phun khử khuẩn nhanh bề mặt	Thạch phèn: 0,053% Didecyl dimethyl ammonium chloride + 0,064 % Chlorhexidine digluconate kết hợp 22,57% Ethanol.	Khử khuẩn nhanh các bề mặt, thiết bị y tế, giường bệnh, bàn ca... Dung dịch pha sẵn trong suốt không màu. Thời gian khử khuẩn: ≤ 15 phút. Đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn, diệt nấm, diệt virus (PREV, BVDV, HSV 1...).	Lít	96													
9	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao	Thạch phèn: 2% Glutaraldehyde	Dung dịch pha sẵn, pH= 5,5-6,5. Khử khuẩn mức độ cao trong thời gian ≤ 10 phút. Đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn, diệt nấm, diệt bào tử, diệt virus có vỏ bọc và virus không có vỏ bọc, diệt được vi khuẩn lao. Thời gian tác dụng dung dịch trong chứa ngăn: 2-14 ngày (có tăng khả năng tiêu diệt khuẩn trên bông có lõi tiêu chuẩn nhà sản xuất). Dung dịch không gây hại hoặc ăn mòn đối với các ứng dụng nội soi.	Lít	90													
10	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao	Thạch phèn: 0,55% Ortho-Phthalaldehyde	Dung dịch sẵn sàng sử dụng (không cần hoạt hóa). Khử khuẩn mức độ cao trong thời gian ≤ 5 phút. Đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn, diệt nấm, diệt bào tử, diệt virus có vỏ bọc và virus không có vỏ bọc, diệt được vi khuẩn lao. Thời gian tác dụng dung dịch trong chứa ngăn: 2-14 ngày (có tăng khả năng tiêu diệt khuẩn trên bông có lõi tiêu chuẩn nhà sản xuất). Dung dịch không gây hại hoặc ăn mòn đối với các ứng dụng nội soi.	Lít	300													
11	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ	Hỗn hợp 5 enzyme: Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase	Thử rửa dụng cụ nội khoa, ngoại khoa, sử dụng trong chứa ngăn. Hiệu quả làm sạch các chất bẩn cơ bản trên bề mặt dụng cụ. Thời gian ngâm: ≤ 10 phút.	Lít	245													

DANH MỤC BẢO GIÁ CỦA CÔNG TY																	
STT	Danh mục hàng hóa	Hoạt chất	Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên thương mại	Loại chất	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Mã hiệu sản phẩm	Mã HS	Hãng SX	Nước SX	Phân loại theo ND 98/2021 (Nếu có)	Đơn giá (ĐVT: đồng)	Thành tiền (ĐVT: đồng)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
12	Dung dịch tẩy rửa và khử khuẩn dung cụ y tế	Thành phần: 6,5% Didecylidimetyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt non-ionic.	Làm sạch và khử khuẩn dung cụ y tế. Nồng độ sử dụng 0,5% (25ml trong 5 lít nước) pH = 6,6 - 7,6 Thời gian ngâm: ≤ 20 phút. Hiệu quả diệt khuẩn, Diệt vi khuẩn lao, Diệt virus HIV-1, HBV, HCV, HSV.	Lít	82		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= P*11
13	Dung dịch rửa tay phẫu thuật	Chlorhexidine digluconate 4%	Dung dịch rửa tay phẫu thuật diệt khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa. Đạt tiêu chuẩn diệt virus HIV, Rotavirus, HBV, HCV.	Chai 500ml	72												
14	Viên khử khuẩn dùng su tan nhanh trong nước	50% Sodium Dichloroacrylate 2,5g	Khử khuẩn bề mặt: đồ vải, đồ thủy tinh và các thiết bị phòng mổ, phòng sinh, phòng bệnh, các labo xét nghiệm cũng như trong khử khuẩn bệnh viện nội chung.	Viên	4.900												
15	Dung dịch rửa tay nhanh	Ethanol 76%, Alpha terpineol 0,5%, Chlorhexidine gluconate 0,5%, vitamin và tá dược đường đa	Dùng để sát khuẩn tay nhanh trong phẫu thuật, y tế.	Chai 500ml	50												
16	Bảng keo chỉ thị nhiệt độ bên ngoài gói dung cụ		Dùng để phân biệt gói dung cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa. Các vạch chỉ thị hóa học sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng sang màu sẫm/ đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước. Độ dài cuộn: ≥ 55m	Cuộn	38												
17	Giấy chỉ thị tiệt khuẩn hơi nước đặt bên trong gói đồ vải		Chỉ thị hóa học hơi nước 1250 được sử dụng kiểm tra 2 thông số của quá trình tiệt trùng dung cụ, chuyển từ trắng sang màu sẫm hoặc đen khi tiếp xúc với hơi nước trong quá trình tiệt khuẩn.	Miếng	2.500												
18	Giấy chỉ thị tiệt khuẩn hơi nước đặt bên trong gói dung cụ		Chỉ thị hóa học hơi nước 1245A được sử dụng kiểm tra 3 thông số của quá trình tiệt trùng dung cụ: thời gian, nhiệt độ, áp suất hơi nước có đạt yêu cầu tiệt khuẩn hay không.	Miếng	6.700												
19	Gói kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn		Chỉ thị kiểm tra chất lượng máy hấp hơi nước trước khi vận hành lò hấp, có thiết kế dung gói. Vạch chỉ thị màu vàng sẽ chuyển sang màu nâu đen hoặc màu đen đồng nhất nếu đạt.	Gói	120												
20	Dung dịch tẩy ri sét	Acid Phosphoric 52,5%	Dung dịch ngâm, làm sáng bóng dung cụ, loại bỏ vết mờ ô gỉ sắt. Không gây ăn mòn dung cụ.	Lít	12												
21	Dung dịch tẩy rửa, khử trùng có chứa Clo	Sodium Hypoclorite, Sodium Hydroxide và nước	Là chất tẩy rửa, tẩy trắng, khử mùi, nấm mốc. Tỉm oxy hóa mạnh giúp sát trùng, diệt khuẩn	Lít	20												
TỔNG CỘNG:																	
TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN																	

Ngày tháng năm
Đại diện Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:
- Hiệu lực của báo giá: *(từ thời điểm có hiệu lực báo giá)*
- Giá ở cột 11 là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan.